

תדריך לטיפול באינפיוזר



דוד צמור בע"מ טל' 03-7516686

צינורית המאריך מלאה בנוזל שטיפה

בטיחות מלאה
באמצעות מסרכת סלורה



עריכה מקצועית:
שרה בן עמי, מומחית קלינית באונקולוגיה,
המרכז הרפואי ע"ש שיבא

הופק באדיבות
Home Cure™ - חטיבת הטיפול הביתי מקבוצת ניאופרם
1-800-30-68-68

טיפול תוך ורידי
Home Cure™



ניאופרם

חבישת הצנתר

יש להחליף את חבישת הצנתר פעמיים בשבוע, או בכל מקרה שהחבישה נרטבת.

למה עלי לשים לב במהלך הטיפול?

כאב, רגישות, אודם או נפיחות באיזור הצנתר:

יש להפסיק מיד את מתן התרופה על ידי סגירת שני הסגרים ולפנות לצוות הרפואי המטפל.

פריחה, הופעת חום או צמרמורת:

יש להפסיק את מתן התרופה על ידי סגירת שני הסגרים ולפנות לצוות הרפואי המטפל.

מידע אודות פנייה לגורמי טיפול לאחר שעות פעילות המכון, תקבל מהצוות המטפל.


האינפיוזר אינו מטפף / הבלון אינו מתרוקן:

קצב הזרימה הינו מאוד איטי ולכן יעבור זמן רב עד שאפשר יהיה להבחין בשינוי נפחו של הבלון (10 - 6 שעות).

אם אין שינוי בכמות החומר לאורך זמן, יתכן ומשהו עוצר את פעולת האינפיוזר:

יש לבדוק את הצנתר ולוודא שאין קיפול של הצינוריות וששני הסוגרים פתוחים.

במידה ולא איתרת את הבעיה, יש לפנות למכון.



תחזוקת הצנתר לאחר תום הטיפול:

בסיום כל טיפול יש לשטוף את הצנתר.

כאשר הצנתר אינו בשימוש:

צנתר מסוג פורט-א-קט: שטיפה פעם ב-4-6 שבועות במסגרת בית החולים או קופת החולים.

צנתר מסוג היקמן: שטיפה פעם בשבוע במסגרת בית החולים או קופת החולים.


מטופל/ת יקר/ה,

המידע המובא לך בחוברת זו בא לסייע בהבנת השימוש באינפיוזר בבית. הטיפול מתבצע בעזרת משאבת האינפיוזר המתחבר לצנתר מרכזי - פורט-א-קט או היקמן. הנחיות תדריך זה אינן באות להחליף ייעוץ רפואי מוסמך.

מהו אינפיוזר?

משאבת האינפיוזר הינה משאבה מכנית המאפשרת קצב טיפוף קבוע לאורך זמן. היא מכילה בלון בו נמצאת התרופה לפי המינון והכמות שהרופא קבע. בהמשכו ישנה צינורית שעליה מורכבים פילטר, סגר וחיישן. את החיישן יש להצמיד לגוף בעזרת פלסטר.

האינפיוזר מגיע עם צינורית המכילה נוזל שטיפה, המגן מחשיפה לתרופה הנמצאת במיכל. כל אינפיוזר מסומן בתווית ועליה פרטי המטופל, שם התרופה, מינון ותאריך תפוגה.



האם אני יכול להתקלח עם האינפיוזר?

כן, יש להוציא את האינפיוזר מתיק הנשיאה (פאוץ') ולעוטפו בשקית ניילון, כדי שלא יבוא במגע עם מים.

ניתן לתלות את האינפיוזר העטוף, במקום גבוה במקלחת.

שחייה בים או בבריכה אסורה!